

VISAID CleanSoft son toallitas oculares unidosis con Ácido Hialurónico y extractos de Aciano y Centella Asiática.

VISAID CleanSoft son toallitas estériles impregnadas, de un solo uso para la higiene de borde palpebral, párpados y pestañas que contienen ácido hialurónico y extractos de Aciano y Centella Asiática.

COMPOSICIÓN:

Aqua, Propanediol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Centaurea Cyanus Flower Extract, Centella Asiática Extract, Disodium Phosphate, Sodium Phosphate, PEG-40 Glyceryl Cocoate, Sodium Coceth Sulfate, Caprylyl Glycol, Sodium Chloride, Methylpropanediol, Phenylpropanol, Disodium EDTA, Potassium Sorbate.

Testadas bajo control dermatológico y oftalmológico.

Las toallitas contienen:

Ácido hialurónico (en forma de hialuronato sódico): sustancia lubricante, humectante y protectora de la piel.

Extracto de Centella Asiática: aplicado sobre la piel tiene propiedades suavizantes y epitelizantes.

Extracto de Aciano o Centáurea: tiene efecto descongestivo, calmante, protector y tonificante.

Agente Tensioactivo suave: facilita el arrastre de legañas, suciedad y exceso de sebo.

Entre sus excipientes, se encuentran ingredientes no irritantes con propiedades emolientes y humectantes.

VISAID CleanSoft são toalhetes oculares unidose com ácido hialurónico e extratos de Centáurea e Centella Asiática.

VISAID CleanSoft são toalhetes unidose esterilizados e embebidos, de utilização única para a higiene das pálpebras, borda palpebral e pestanas. Contêm ácido hialurónico e extratos de Centáurea e Centella Asiática.

COMPOSIÇÃO:

Aqua, Propanediol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Centaurea Cyanus Flower Extract, Centella Asiática Extract, Disodium Phosphate, Sodium Phosphate, PEG-40 Glyceryl Cocoate, Sodium Coceth Sulfate, Caprylyl Glycol, Sodium Chloride, Methylpropanediol, Phenylpropanol, Disodium EDTA, Potassium Sorbate.

SIN PERFUMES, SIN COLORANTES, SIN PARABENOS.

Desechables por el WC.

INDICACIONES:

Indicadas para la limpieza suave de la zona periocular arrastrando las sustancias adheridas a párpados y pestañas de manera suave. Son aptas para adultos, niños y bebés.

INSTRUCCIONES DE USO:

Lavarse las manos. Utilizar una toallita para cada ojo, tantas veces al día como sea necesario (como mínimo, mañana y noche). No precisa aclarado.

Higiene de párpados y pestañas:

Abrir el sobre y extraer la toallita impregnada. Con el ojo cerrado, aplicarla sobre el párpado y las pestañas realizando un ligero masaje, mediante movimientos circulares, para desprender y arrastrar los residuos adheridos.

Higiene del borde palpebral:

Frente a un espejo, fijar el párpado abierto presionando con un dedo sobre las pestañas. Enrollar la toallita y pasarla suavemente sobre el borde del párpado repetidas veces, teniendo especial cuidado de no rozar la superficie del ojo.

PRECAUCIONES:

Uso externo. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Envases de 20 toallitas unidosis

Fabricado por Laboratorios Entema S.L. Passatge Llobregat Nau 8. 08184, Palau-solità i Plegamans, Barcelona para **Avizor S.A. La Cañada, 13-17. 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid**

Testado sob controlo dermatológico e oftalmológico.

Os toalhetes contêm:

Ácido hialurónico (sob a forma de hialuronato de sódio): substância lubrificante, humectante e protetora da pele.

Extrato de Centella Asiática: aplicado sobre a pele, tem propriedades suavizantes e epitelizantes.

Extrato de Centáurea: com efeito descongestionante, calmante, protetor e tonificante.

Agente tensioativo suave: facilita a remoção de remela, sujidade e excesso de gordura.

Entre os seus excipientes, encontram-se ingredientes não irritantes com propriedades emolientes e humectantes.

SEM AROMA, SEM CORANTES, SEM PARABENOS.

Podem ser descartados pela sanita.

INDICAÇÕES:

Indicados para a limpeza da área periorbital, arrastando as substâncias pelas pálpebras e pestanas de forma suave. São indicados para adultos e crianças e bebês.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Lave as mãos. Utilize um toalhete para cada olho, quantas vezes por dia forem necessárias (no mínimo, de manhã e à noite). Não precisa de enxaguar.

Higiene das pálpebras e pestanas:

Abra a embalagem e retire o toalhete embebido. Com o olho fechado, aplique o toalhete sobre a pálpebra e as pestanas com ligeiros movimentos circulares para soltar e remover os resíduos.

VISAID CleanSoft are single-use eye wipes with hyaluronic acid, Centaurea and Centella Asiatica extracts.

VISAID CleanSoft are sterile, single-use coated hygienic wipes for the palpebral fissure (waterline), eyelids and eyelashes, and contain hyaluronic acid, Centaurea and Centella Asiatica extracts.

COMPOSITION:

Aqua, Propanediol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Centaurea Cyanus Flower Extract, Centella Asiatica Extract, Disodium Phosphate, Sodium Phosphate, PEG-40 Glyceril Cocoate, Sodium Coceth Sulfate, Caprylyl Glycol, Sodium Chloride, Methylpropanediol, Phenylpropanol, Disodium EDTA, Potassium Sorbate.

Tested under dermatological and ophthalmological control.

The wipes contain:

Hyaluronic acid (in the form of sodium hyaluronate): a substance that lubricates, moisturises and protects the skin.

Centella Asiatica extract: has soothing and regenerative properties when applied to the skin.

Centaurea extract: soothing, decongesting, protective and toning effects.

Mild surfactant: facilitates the removal of rheum, dirt and excess sebum.

Among the excipients are non-irritating ingredients with emollient and hydrating properties.

NO PERFUMES, NO COLOURS, NO PARABENS.

Flushable.

Higiene da borda palpebral:

Em frente ao espelho, fixe a pálpebra aberta, pressionando com um dedo sobre as pestanas. Enrole o toalhete e passe suavemente sobre a borda palpebral repetidamente, com especial cuidado para não tocar na superfície do olho.

PRECAUÇÕES:

Uso externo. Não engolir. Manter fora do alcance das crianças.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem de 20 toalhetes unidose.

Fabricado em: Laboratorios Entema S.L. Passatge Llobregat Nau 8. 08184, Palau-solità i Plegamans, Barcelona para **Avizor S.A. La Cañada, 13-17. 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid**

INDICATIONS:

VISAID CleanSoft is intended for:

Gentle cleansing of the eye area by gently removing any substances adhered to the eyelids and eyelashes. Suitable for adults, children and babies.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Wash your hands. Use one wipe for each eye, as many times a day as necessary (at least morning and evening). Rinsing is unnecessary.

Eyelid and eyelash hygiene:

Open the sachet and remove the coated wipe. With the eye closed, apply to the eyelid and eyelashes, massaging gently in a circular motion, to loosen and remove any residue.

Palpebral fissure (waterline) hygiene:

Facing a mirror, hold the lid open by pressing on the eyelashes with a finger. Roll up the wipe and pass lightly over the edge of the eyelid several times, taking care not to brush the surface of the eye.

PRESENTATION:

20 packs of single-use wipes

Manufactured by Laboratorios Entema S.L., Passatge Llobregat Nau 8. 08184, Palau-solità i Plegamans, Barcelona for **Avizor S.A., La Cañada, 13-17. 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid**